

Rev. 01  
Giugno 2011

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

seca 376

Bilancia pesaneonati

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
376 7021 098	Bilancia digitale pesa neonati medicale

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	Z12080402
Repertorio	76914/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42
Produzione	Made in Cina

### Indicazioni

Bilancia digitale **wireless** pesa neonati.

### Descrizione

seca 376: bilancia digitale pesa neonati **wireless**, con piatto di pesata extra large.

Il design a conchiglia risponde pienamente alle molteplici funzioni:

perfetta per neonati e infanti pesa sino a 20 kg e, l'ampio piatto, garantisce la massima sicurezza contro cadute accidentali del bambino.

I controlli ben visibili sono posti sul lato leggermente rialzato di fronte all'utente.

Un ampio display a LCD rende facile e veloce determinare il peso.

Un ulteriore vantaggio di questa bilancia è la possibilità di funzionare anche a batterie e quindi di essere usata ovunque.

Bilancia robusta in durevole plastica di prima qualità, facile e veloce da pulire.

Funzioni: TARA, BMIF (latta ingerito dall'infante), HOLD (peso bloccato sul display) ,auto-HOLD, spegnimento automatico.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Accessori presenti all'interno della confezione

376
Manuale d'uso

## Caratteristiche tecniche

Portata:	20 Kg
Divisione:	5 gr < 7,5 Kg. > 10 gr
Dimensioni (LxAxP):	620 x 190 x 358 mm
Dimensioni piattaforma (LxAxP)	615 x 130 x 275 mm
Alimentazione:	a batterie
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Peso:	3,7 Kg
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

seca 418	posizionatore testa-piedi
seca 233	altimetro
seca 447	Alimentatore a rete



### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142